





BRAÇADEIRAS



BRAÇADEIRA NIBP - REUTILIZAVEL				
COM CAMERA DE AR		1 ou 2 Vias/Tubos		MATERIAL: NYLON
REFERENCIA	VIAS	TAMANHO	DIMENSÕES	FOTO
BRAC1V-M5101 BRAC2V-M5201	1 2	Recém-Nascido	Tamanho: 7-13 cms Largura: 4 cms Comprimento: 8 cms	
BRAC1V-M5102 BRAC2V-M5202	1 2	Pediátrica	Tamanho: 10-19 cms Largura: 6,5 cms Comprimento: 12,5 cms	
BRAC1V-M5103 BRAC2V-M5203	1 2	Pediátrica	Tamanho: 18-26 cms Largura: 9,5 cms Comprimento: 17,6 cms	
BRAC1V-M5104 BRAC2V-M5204	1 2	Adulto	Tamanho: 25-35 cms Largura: 12,5 cms Comprimento: 22 cms	
BRAC1V-M5105 BRAC2V-M5205	1 2	Adulto Larga	Tamanho: 33-47 cms Largura: 15 cms Comprimento: 30 cms	
BRAC1V-M5106 BRAC2V-M5206	1 2	Adulto Extra Larga	Tamanho: 46-66 cms Largura: 20 cms Comprimento: 37 cms	

BRAÇADEIRA NIBP - REUTILIZAVEL				
COM CAMERA DE AR		1 ou 2 Vias/Tubos		MATERIAL: REVESTIMENTO ALGODÃO
REFERENCIA	VIAS	TAMANHO	DIMENSÕES	FOTO
BRAC1V-M5111 BRAC2V-M5211	1 2	Infantil	Tamanho: 9-14 cms Largura: 5 cms Comprimento: 14 cms	
BRAC1V-M5112 BRAC2V-M5212	1 2	Pediátrica	Tamanho: 14-21 cms Largura: 8 cms Comprimento: 21 cms	
BRAC1V-M5113 BRAC2V-M5213	1 2	Adulto Pequeno	Tamanho: 21-27 cms Largura: 10 cms Comprimento: 22 cms	
BRAC1V-M5114 BRAC2V-M5214	1 2	Adulto	Tamanho: 27-35 cms Largura: 13 cms Comprimento: 28 cms	
BRAC1V-M5115 BRAC2V-M5215	1 2	Adulto Larga	Tamanho: 35-44 cms Largura: 16 cms Comprimento: 35 cms	
BRAC1V-M5116 BRAC2V-M5216	1 2	Adulto Extra Larga	Tamanho: 44-53 cms Largura: 20 cms Comprimento: 42 cms	

BRAÇADEIRA NIBP - REUTILIZAVEL				
COM CAMERA DE AR		1 ou 2 Vias/Tubos		MATERIAL: POLIESTER
REFERENCIA	VIAS	TAMANHO	DIMENSÕES	FOTO
BRAC1V-M5121 BRAC2V-M5221	1 2	Recém-Nascido	Tamanho: 7-13 cms Largura: 4 cms Comprimento: 8 cms	
BRAC1V-M5122 BRAC2V-M5222	1 2	Pediátrica	Tamanho: 10-19 cms Largura: 6,5 cms Comprimento: 12,5 cms	
BRAC1V-M5123 BRAC2V-M5223	1 2	Pediátrica	Tamanho: 18-26 cms Largura: 9,5 cms Comprimento: 17,6 cms	
BRAC1V-M5124 BRAC2V-M5224	1 2	Adulto	Tamanho: 25-35 cms Largura: 12,5 cms Comprimento: 22 cms	
BRAC1V-M5125 BRAC2V-M5225	1 2	Adulto Larga	Tamanho: 33-47 cms Largura: 15 cms Comprimento: 30 cms	
BRAC1V-M5126 BRAC2V-M5226	1 2	Adulto Extra Larga	Tamanho: 46-66 cms Largura: 20 cms Comprimento: 37 cms	

BRAÇADEIRA NIBP - REUTILIZAVEL				
SEM CAMERA DE AR		1 ou 2 Vias/Tubos		MATERIAL: NYLON
REFERENCIA	VIAS	TAMANHO	DIMENSÕES	FOTO
BRAC1V-M5301 BRAC2V-M5401	1 2	Recém-Nascido	Tamanho: 9-14 cms Largura: 5 cms Comprimento: 14 cms	
BRAC1V-M5302 BRAC2V-M5402	1 2	Pediátrica	Tamanho: 14-21 cms Largura: 8 cms Comprimento: 21 cms	
BRAC1V-M5303 BRAC2V-M5403	1 2	Pediátrica	Tamanho: 21-27 cms Largura: 10 cms Comprimento: 22 cms	
BRAC1V-M5304 BRAC2V-M5404	1 2	Adulto	Tamanho: 27-35 cms Largura: 13 cms Comprimento: 28 cms	
BRAC1V-M5305 BRAC2V-M5405	1 2	Adulto Larga	Tamanho: 35-44 cms Largura: 16 cms Comprimento: 35 cms	
BRAC1V-M5306 BRAC2V-M5406	1 2	Adulto Extra Larga	Tamanho: 44-53 cms Largura: 20 cms Comprimento: 42 cms	















DESCARTÁVEIS

BRAÇADEIRA NIBP - DESCARTÁVEIS				
SEM CAMERA DE AR		1 ou 2 Vias/Tubos	MATERIAL: DESCARTAVEL	
REFERENCIA	VIAS	TAMANHO	DIMENSÕES	FOTO
BRAC1V-M5541 - 1# BRAC2V-M5641 - 2#	1 2	Recém-Nascido Tamanho #1	Tamanho: 3-5,5 cms Largura: 2,1 cms Comprimento: 6,2 cms	
BRAC1V-M5541 - 1# BRAC2V-M5641 - 2#	1 2	Recém-Nascido Tamanho #2	Tamanho: 4-8 cms Largura: 2,8 cms Comprimento: 7,4 cms	
BRAC1V-M5541 - 1# BRAC2V-M5641 - 2#	1 2	Recém-Nascido Tamanho #3	Tamanho: 6-11 cms Largura: 3,9 cms Comprimento: 10 cms	
BRAC1V-M5541 - 1# BRAC2V-M5641 - 2#	1 2	Recém-Nascido Tamanho #4	Tamanho: 7-13 cms Largura: 4,6 cms Comprimento: 12 cms	
BRAC1V-M5542 BRAC2V-M5642	1 2	Infantil	Tamanho: 9-14,5 cms Largura: 5,3 cms Comprimento: 12 cms	
BRAC1V-M5543 BRAC2V-M5643	1 2	Pediátrica	Tamanho: 13-21,5 cms Largura: 7,8 cms Comprimento: 17,8 cms	
BRAC1V-M5544 BRAC2V-M5644	1 2	Adulto Pequeno	Tamanho: 21-27 cms Largura: 10 cms Comprimento: 22,5 cms	
BRAC1V-M5545 BRAC2V-M5645	1 2	Adulto	Tamanho: 26-35,5 cms Largura: 13 cms Comprimento: 30 cms	
BRAC1V-M5546 BRAC2V-M5646	1 2	Adulto Larga	Tamanho: 35-45 cms Largura: 16 cms Comprimento: 37 cms	

ACESSÓRIOS – 1Via

ACESSÓRIOS PARA NIBP – TUBOS DE CONEXÃO BRAÇADEIRA – 1 VIA			
REFERENCIA	DESCRIÇÃO	FOTO – MONITOR	FOTO – BRAÇADEIRA
M5146-147A 1 Via	Philips/HP Excepto A1/A3 Comprimento: 2,5 m		
M5147-147A 1 Via	Philips A1/A3 Nellcor,Siemens, Datascope, Spacelabs, Kontron, Mindray Comprimento: 2,5 m		
M5149-151 ^a 1 Via	Criticare,Datascope, Spacelabs, Welch Allyn, Nihon Kohden Comprimento: 2,5 m		
M5153-154A 1 Via	Colin Comprimento: 2,5 m		
M5148-147A 1 Via	Comen Comprimento: 2,5 m		
YA10A10-12 1 Via	Goldway Comprimento: 2,5 m		

ACESSÓRIOS – 2 Vias

ACESSÓRIOS PARA NIBP – TUBOS DE CONEXÃO BRAÇADEIRA – 2 VIAS			
REFERENCIA	DESCRIÇÃO	FOTO – MONITOR	FOTO – BRAÇADEIRA
YA24A10-12	DINAMAP, Pro, Compact, MPS Series		
YA24A10-24	DINAMAP, Pro, Compact, MPS Series		
YA24A16-12	DINAMAP, Pro, Compact, MPS Series		
YA24A12-12	DINAMAP, Pro, Compact, MPS Series		
YA22A12-12	GE medical Corometrics GE Datex Eagle 4000, Tram 100/200/250/300/350, Corometrics 120		
YA22A10-12	GE medical Corometrics GE Datex Eagle 4000, Tram 100/200/250/300/350, Corometrics 120		
YA22A16-08	GE medical Corometrics GE Datex Eagle 4000, Tram 100/200/250/300/350, Corometrics 120		

ACESSÓRIOS PARA NIBP – TUBOS DE CONEXÃO BRAÇADEIRA – 2 VIAS			
REFERENCIA	DESCRIÇÃO	FOTO – MONITOR	FOTO – BRAÇADEIRA
YA23A10-12	GE marquette Eagle 3000, Dash 2000/3000/4000, Tram 400/450/451, Tram 800. 850/851. Corometrics 120		
YA23A12-12	GE marquette Eagle 3000, Dash 2000/3000/4000, Tram 400/450/451, Tram 800. 850/851. Corometrics 120		
YA23A16-08	GE marquette Eagle 3000, Dash 2000/3000/4000, Tram 400/450/451, Tram 800. 850/851. Corometrics 120		
YA10A10/2-24	GE medical Critikon, Kontron, Invivo DINAMAP 1846, 8100, 9300 and Plus Series Monitors		
YA10A12-08	GE medical Critikon, Kontron, Invivo DINAMAP 1846, 8100, 9300 and Plus Series Monitors		

CONECTORES

